



## **Modification N°1**

**Date de la modification : 18/02/2020**

### **Nature de la modification :**

Page 3 : - Ajouter le site de Saran :

525 bis, Rue du Faubourg Bannier 45770 SARAN

Tel : 02.38.73.43.43

Fax : 02.38.73.84.83

Horaires d'ouverture :

7h30-18h du lundi au vendredi

7h30-12h30 le samedi

**Biologiste médical :**

Mr HERMANT Eric

- Modifications biologistes médicaux sur les sites du Loiret :

**Biologistes médicaux :**

Mme ESCARTIN Nicole

Mr BUCQUET Luc

Mr DIEZ Guillaume

Mr DAHAN Raphaël

Page 4 : - Modification du lien internet pour accéder au site de Cerba [www.lab-cerba.com](http://www.lab-cerba.com) et non « .fr »

- Suppression de l'image du flacon d'hémoculture et de l'encadré concernant l'hémoculture car changement de flacons pour les hémocultures cf. page 7 du manuel.

Page 6 : Retrait de la lipase

Page 7 : - Nouvelle image montrant l'ordre des tubes de prélèvement en présence d'hémoculture :



- Préciser au paragraphe 5.6 Remplissage des tubes de ne pas mélanger 2 tubes de même couleur pour respecter le rapport anticoagulant/sang notamment pour les tubes citrates

Page 8 : Nouvelle conduite à tenir pour les hémocultures :

- ① **Hygiène des mains du préleveur** : désinfection des mains (Solution Hydro-Alcoolique jusqu'à séchage complet avant et après gestes de prélèvement).
- ② **Préparation des flacons** :
  - Sur chaque flacon, tracer **2 traits sur l'échelle latérale** pour marquer le niveau de départ du bouillon et le niveau à atteindre, pour obtenir le volume attendu de **8 à 10 ml de sang par flacon**.
  - **Oter les opercules** plastique des bouchons des flacons d'hémoculture, désinfecter les septums en caoutchouc à l'aide de compresses imbibées d'antiseptique alcoolique (alcool 70°). Laisser les compresses imbibées sur les septums jusqu'à l'inoculation du sang.
- ③ Poser le garrot et repérer la veine. Enfiler les **gants à usage unique** et préparer le matériel de prélèvement (aiguille à ailettes+ tubulure).
- ④ **Antisepsie cutanée de la peau du patient en 2 temps** :
  - Badigeonner le point de ponction avec des compresses imbibées d'antiseptique alcoolique: respecter au moins **30 secondes**.
  - Renouveler le badigeonnage avec de nouvelles compresses jusqu'à séchage complet spontané. Ne plus palper la veine après, sinon refaire l'antisepsie cutanée.
- ⑤ **Effectuer la ponction veineuse** en respectant :
  - **Verticalité des flacons** durant la ponction afin de bien **vérifier le remplissage attendu** grâce aux traits marqués sur l'échelle latérale (une fois l'aiguille dans la veine, enclencher la tête du flacon dans la tulipe de prélèvement et maintenir le tout fermement durant le remplissage).

**Ordre de flacons** : **1<sup>er</sup> flacon = Aérobie** puis **2<sup>ème</sup> flacon = Anaérobie**

- ⑥ **Fin de prélèvement**  
Retirer le garrot lors du prélèvement du dernier flacon.  
Passer les éventuels tubes complémentaires si prise de sang concomitante.
- ⑦ **Agiter les flacons par retournement et désinfecter** à nouveau les septums des flacons jusqu'à séchage : éliminer souillure de sang.
- ⑧ **Identification des flacons et informations** :
  - Nom usuel, Prénom, DDN,
  - Date, heure et site de prélèvement sur chaque flacon sur la zone dédiée.



Page 10 : « Examen parasitologique des selles » conservation uniquement à T° ambiante

Page 13 : Modifier nom de jeune fille par nom de naissance pour groupe sanguin et RAI et faire parvenir dans la mesure du possible un justificatif d'identité.

Page 20 : Ajouter un \* au niveau de « Ac anti streptodornase » car analyse sous-traitée

Page 21 : Ajouter un \* au niveau de « Activité anti-Xa » car analyse sous-traitée

Page 22 : - Ajouter un \* au niveau de « EBV (sérologie) » car analyse sous-traitée

- Remplacer « NJF pour les femmes mariées » par « Nom de naissance pour les personnes mariées » au niveau de « Coombs direct »

Page 23 : - Remplacer « NJF pour les femmes mariées » par « Nom de naissance pour les personnes mariées » au niveau de « Groupage ABO Rhesus Kell »

- Pour « Herpès virus (HSV I+II) » faire deux lignes pour dissocier sérologie faite sur AnaBioCentre et Prélèvement cutanéomuqueux où il est nécessaire de mettre un \* car analyse sous-traitée.

Page 24 : - Ajouter un \* au niveau de « IgE totales » et « Lyme (sérologie + confirmation) » car analyse sous-traitée

- Supprimer en particularités pour « Lipase » le « jeun strict de 12h impérativement »

Page 25 : - Remplacer « NJF pour les femmes mariées » par « Nom de naissance pour les personnes mariées » au niveau de « RAI »

- Supprimer l'\* au niveau de « PSA (total, libre) » car analyse réalisée à AnaBioCentre

Page 26 : - Ajouter un \* au niveau de « Syphilis (sérologie) » car analyse sous-traitée

- Supprimer l'\* au niveau de « Vitamine D (25 OH -) » car analyse réalisée à AnaBioCentre



Anabio Centre

**SUIVI DES MODIFICATIONS  
DU MANUEL DE  
PRELEVEMENT EDITION 2**

Ref : DE-ABCDE-R/R1-001-01

Version : 01

Applicable le : 18-02-2020



*Dernière page (version papier)* : Ajouter le site de Saran avec coordonnées et horaires :

Site de Saran

525 bis, Rue du Faubourg Bannier 45770 SARAN

Tel : 02.38.73.43.43

Fax : 02.38.73.84.83

Horaires d'ouverture :

7h30-18h du lundi au vendredi

7h30-12h30 le samedi

**Page concernée :**

Cf. Nature de la modification

**Responsable de la modification :**

Cellule qualité